



### Popis laboratorního vyšetření

Syphilis RPR	
<b>Analyzovaný materiál</b>	Sérum
<b>Příprava před odběrem</b>	Nejsou stanoveny zvláštní požadavky. R005-Pokyny pro pacienta-odběr žilní krve
<b>Odběrový materiál</b>	<b>Srážlivá krev:</b> Vacuette Greiner červená zátka 4; 8; 9 ml
<b>Odběr</b>	R060- Pokyny pro zdravotnický personál-odběr krve
<b>Transport a skladování</b>	<b>Transport:</b> max. 2hod při 16-25°C  <b>Stabilita séra:</b> 2-8°C 7 dní -20°C 3 měsíce Zdroj: Příbalový leták Syphilis RPR, DIALAB
<b>Dostupnost</b>	Rutina
<b>Analytická metoda</b>	Aglutinace uhlíkatých částic v panelu
<b>Referenční interval</b>	Kvalitativní a semi-kvantitativní hodnocení:  Nereaktivní / slabě reaktivní / reaktivní  Zdroj: Příbalový leták Syphilis RPR, DIALAB

<b>Interpretace</b>	<p>Test Syphilis RPR je ne-treponemový panelový aglutinační test pro kvalitativní a semi-kvantitativní detekci plasmových reaginů (nespecifických protilátek tvořených v průběhu syfilické infekce).</p> <p>Falešná pozitivita je možná u malárie, brucelózy, infekční mononukleózy, autoimunitních chorob (SLE), HIV infekce a u intravenózního podávání léků.</p>
<b>Poznámky</b>	<p>RPR test není specifický na syfilis, reaktivní vzorky je nutno otestovat treponemálními testy.</p> <p>Zdroj: Příbalový leták Syphilis RPR, DIALAB</p>

Aktualizace: MUDr.Dočkalová Zuzana