

**VOJENSKÁ NEMOCNICE OLMOUC**

Sušilovo nám. 5, 771 00 Olomouc

Oddělení klinických laboratoří

Tel.: 973 407 180, 973 407 286, e-mail: [laborator@vnol.cz](mailto:laborator@vnol.cz)**Popis laboratorního vyšetření**

<b>Antistreptolysin-O</b>	
<b>Analyzovaný materiál</b>	Sérum
<b>Příprava před odběrem</b>	Nejsou stanoveny zvláštní požadavky. R005-Pokyny pro pacienta-odběr žilní krve
<b>Odběrový materiál</b>	<b>Srážlivá krev:</b> Vacuette Greiner červená zátka 4; 8; 9 ml
<b>Odběr</b>	R060- Pokyny pro zdravotnický personál-odběr krve
<b>Transport a skladování</b>	<b>Transport:</b> max. 2hod při 16-25°C  <b>Stabilita séra:</b> 2-8°C 2 dny -20°C 3 měsíce  Zdroj: Příbalový leták Quantia ASO Architect, Abbott Laboratories
<b>Dostupnost</b>	Rutina – 1x týdně
<b>Analytická metoda</b>	Turbidimetrie
<b>Referenční interval</b>	0 – 6 R      0 – 100 IU/ml 6 – 18 R      0 – 250 18 – 115      0 - 200  Zdroj: Příbalový leták Quantia ASO Architect, Abbott Laboratories
<b>Interpretace</b>	<i>V přípravě</i>
<b>Poznámky</b>	

Aktualizace: MUDr.Dočkalová Zuzana