



VOJENSKÁ NEMOCNICE OLMOUC
Sušilovo nám. 5, 771 00 Olomouc
Oddělení klinických laboratoří
Tel.: 973 407 180, 973 407 286, e-mail: laborator@vnol.cz

Popis laboratorního vyšetření

Laktát	
Analyzovaný materiál	Plazma
Příprava před odběrem	Bez fyzické zátěže! R005-Pokyny pro pacienta-odběr žilní krve
Odběrový materiál	Nesrážlivá krev: Vacuette Greiner (K ₃ EDTA) fialová zátka, 3 ml
Odběr	R060- Pokyny pro zdravotnický personál-odběr krve Odběr bez cvičení paží !
Transport a skladování	Okamžitý transport do laboratoře na ledu!! Stabilita plazmy 2-8°C 3 dny -20°C 3 dny Zdroj: Příbalový leták Lactic Acid Abbott Laboratories
Dostupnost	Rutina, statim
Analytická metoda	Fotometrie
Referenční interval	0 - 3M 1,0 – 3,5 mmol/l 3M - 2R 1,0 – 3,3 2R - 19R 1,0 – 2,4 Zdroj: Pediatric reference intervals, Edward C. C. Wong et al 19R– 105R 0,5 - 2,2 mmol/l Zdroj: Příbalový leták Lactic Acid Abbott Laboratories
Interpretace	<i>V přípravě</i>
Poznámky	

Aktualizace: MUDr.Dočkalová Zuzana