



## VOJENSKÁ NEMOCNICE OLMOUC

Sušilovo nám. 5, 771 00 Olomouc

Oddělení klinických laboratoří

Tel.: 973 407 180, 973 407 286, e-mail: laborator@vnol.cz

### Popis laboratorního vyšetření

Syphilis RPR	
Analyzovaný materiál	Sérum
Příprava před odběrem	Nejsou stanoveny zvláštní požadavky. R005-Pokyny pro pacienta-odběr žilní krve
Odběrový materiál	<b>Srážlivá krev:</b> Vacuette Greiner červená zátka 4; 8; 9 ml
Odběr	R060- Pokyny pro zdravotnický personál-odběr krve
Transport a skladování	<b>Transport:</b> max. 2hod při 16-25°C  <b>Stabilita séra:</b> 2-8°C 7 dní -20°C 3 měsíce Zdroj: Příbalový leták Syphilis RPR, DIALAB
Dostupnost	Rutina
Analytická metoda	Aglutinace uhlíkatých částic v panelu
Referenční interval	Kvalitativní a semi-quantitativní hodnocení:  Nereaktivní / slabě reaktivní / reaktivní  Zdroj: Příbalový leták Syphilis RPR, DIALAB
Interpretace	Test Syphilis RPR je ne-treponemový panelový aglutinační test pro kvalitativní a semi-quantitativní detekci plasmových reaginů (nespecifických protilátek tvořených v průběhu syfilitické infekce). Falešná pozitivita je možná u malárie, brucelózy, infekční mononukleózy, autoimunitních chorob (SLE), HIV infekce a u intravenózního podávání léků.
Poznámky	RPR test není specifický na syfilis, reaktivní vzorky je nutno otestovat treponemálními testy.  Zdroj: Příbalový leták Syphilis RPR, DIALAB

Aktualizace: MUDr.Dočkalová Zuzana